

Laboratoires NEPHROTEK
Faire Plus Pour La Santé

AIGUILLES A FISTULE AVEC PROTECTEUR DE SECURITE


AIGUILLE A FISTULE VEINEUSE A AILETTES ROTATIVES

| Nom du Produit | Présentation | Référence |
|--|---------------------|------------------|
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1525CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1625CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1725CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1520CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1620CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1720CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1525CPSA |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1625CPSA |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1725CPSA |

AIGUILLE A FISTULE ARTERIELLE A AILETTES ROTATIVES

| Nom du Produit | Présentation | Référence |
|--|---------------------|------------------|
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1525CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1625CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1725CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1520CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1620CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1720CPLA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1525CPSA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1625CPSA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1725CPSA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1520CPSA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1620CPSA |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1720CPSA |

Stérilisation : Vapeur d'eau
MARQUAGE CE 0123



AIGUILLE A FISTULE VEINEUSE A AILETTES FIXES

| Nom du Produit | Présentation | Référence |
|--|---------------------|------------------|
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1525CPLF |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1625CPLF |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1725CPLF |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1525CPSF |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1625CPSF |
| Aiguille à fistule avec clamp sans œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVF1725CPSF |

AIGUILLE A FISTULE ARTERIELLE A AILETTES FIXES

| Nom du Produit | Présentation | Référence |
|--|---------------------|------------------|
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1525CPLF |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1625CPLF |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1725CPLF |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-15G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1525CPSF |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-16G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1625CPSF |
| Aiguille à fistule avec clamp avec œil-17G + <i>protecteur de sécurité</i> | Boite de 50 | AVFE1725CPSF |

Stérilisation : Vapeur d'eau
MARQUAGE CE 0123