

# Systeme *On·Call*<sup>®</sup> *MultiPro*

## Test CRP

Simple  
Rapide  
Fiable



- Sensibilité élevée avec un large champ d'application
- Gamme: 0.5 mg/L à 200 mg/L
- Technologie d'immunoturbidimétrie
- Résultats précis en 4 minutes
- Fonctionnement en 3 étapes
- Faible volume d'échantillon: 5µL

## Des spécifications avancées pour la biologie délocalisée

### Procédure de test simple et rapide

Résultat CRP/hsCRP en moins de 4 minutes

### Interface intuitive

Navigation facilitée

### Ecran tactile 7 pouces

Ecran tactile extra large pour un accès direct aux fonctionnalités



### Connectivité par câble et sans fil

Adapté à la biologie délocalisée

### Flux de travail efficient

Temps d'intervention réduit

### Système multi-essais

Tests HbA1c, CRP et RAC sur un seul analyseur

### ★ Faible volume d'échantillon

Seulement 5 µL de sang, sérum ou plasma par test CRP

### ★ Conservation à température ambiante de la cartouche de test CRP

Durée de conservation de 24 mois

### ★ Résultats précis et fiables grâce à la technologie des immunodosages


Précision du système prouvée par des études cliniques approfondies



## Protéine C-Réactive : Un indicateur clé de l'inflammation

La protéine C-réactive (CRP) est une protéine pentamérique synthétisée par le foie qui augmente proportionnellement dans les 12 à 24h lors d'une inflammation aiguë.

## Test CRP - Un outil fiable pour diagnostiquer les inflammations/infections et les maladies chroniques



Le test de protéine C-réactive de haute sensibilité (hs-CRP) permet également de prédire les incidents cardiovasculaires selon sa concentration dans le sang à des niveaux très bas.

## Signification clinique du test de la CRP

- ✓ Différenciation des infections bactériennes et virales
- ✓ Évaluation, surveillance et prédiction de l'évolution de l'infection, de l'inflammation et de la réponse au traitement
- ✓ Diminue l'incertitude diagnostique et guide le traitement antibiotique approprié pour les infections aiguës.
- ✓ Évaluation du risque de maladie cardiovasculaire

FABRICANT

**ACON**<sup>®</sup>  
Diabetes Care

www.acondiabetescare.com

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE

Laboratoires **NEPHROTEK**  
Faire Plus Pour La Santé

43 rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt  
France - Tél : 01 46 00 40 40 - info@nephrotek.fr