

Systeme *On·Call*[®] *MultiPro*

Test HbA1c

Simple
Rapide
Fiable



- Technologie d'immunoturbidimétrie
- Résultats en moins de 6 minutes
- Fonctionnement simple, en 3 étapes
- 1µL de sang total capillaire ou veineux
- Certifié IFCC et NGSP
- Stockage à température ambiante

Des spécifications avancées pour la biologie délocalisée

Ecran tactile 7 pouces

Ecran tactile extra large pour un accès direct aux fonctionnalités

Interface intuitive

Navigation facilitée

Connectivité par câble et sans fil

Adapté à la biologie délocalisée



Procédure de test simple et rapide

Seulement moins de 6 minutes pour un résultat d'HbA1c

Flux de travail efficient

Temps d'intervention réduit

Système multi-essais

Tests HbA1c, CRP et RAC sur un seul analyseur

★ Faible volume d'échantillon

Seulement 1 μ L de sang par test HbA1c

★ Conservation à température ambiante de la cartouche de test HbA1c

Durée de conservation de 24 mois

★ Résultats précis et fiables grâce à la technologie des immunodosages

Précision du système prouvée par des études cliniques approfondies

★ Glycémie moyenne calculée (l'eAG)

Corrélée automatiquement avec [HbA1c]

★ Format de contrôle de qualité individuel

Prêt à l'emploi




Diagnostiquer et contrôler le diabète grâce au test HbA1c

👍 Une information opportune permet un meilleur traitement

HbA1c

L'HbA1c (également appelée glycohémostoglobine ou A1C) reflète la glycémie moyenne sur 2 ou 3 mois et constitue l'indice principal pour évaluer l'efficacité du traitement du diabète. En outre, elle a une forte valeur prédictive pour les complications du diabète. Deux études à grande échelle, l'UK Prospective Diabetes Study (UHPDS) et le Diabetes Control and Complications Trials (DCCT), ont démontré que la réduction du taux d'HbA1c peut diminuer de manière significative le risque de complications ou de décès liés au diabète.



FABRICANT

ACON[®]
Diabetes Care

www.acondiabetescare.com

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE

LABORATOIRES NEPHROTEK
Faire Plus Pour La Santé

43 rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt
France - Tél : 01 46 00 40 40 - info@nephrotek.fr